

SELECIONE O IDIOMA

SELECT THE LANGUAGE

SELECCIONAR IDIOMA



**Fabricado por / Manufactured by/ Fabricado por**

Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiá, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil/Brazil

Tel.: +55 15 – 3328 8200 / 0800 7031455

Responsável Técnico / Technical Responsible: Roger Morelli CREA-SP 5060214985



**Representante Europeu / European Representative / Representante Europeo**

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O – C

Oeiras – Portugal – 2780125

Tel.: 351 21 4439292

**Importante/ Important/ Importante:** Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o nº do registro, e acesse o arquivo digital em [www.morelli.com.br](http://www.morelli.com.br). Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail [sac@morelli.com.br](mailto:sac@morelli.com.br). / To consult the Instruction for Use, check the version indicated on the product label along with the registration number, and access the digital file at [www.morelli.com.br](http://www.morelli.com.br). To get the printed Instruction for Use, without cost, please let us know through our Customer Service at + 55 (15) 3328-8200 or send us an email at [sac@morelli.com.br](mailto:sac@morelli.com.br). / Para ver la Instrucción de Uso, compruebe la versión indicada en la etiqueta del product junto con el número del expediente, y acceda a el archive digital en [www.morelli.com.br](http://www.morelli.com.br). Para el uso de instrucciones impreso sin costo de emisión y envío, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente a través del teléfono +55 15 3328-8200 o por correo electrónico [sac@morelli.com.br](mailto:sac@morelli.com.br).

Instrução de Uso / Instruction for Use / Instrucción de uso: 01.09.519 – Rev.02

Data de Emissão / Emission date / Fecha de Emisión: 11/2018

MS/ANVISA nº: 10396830037

Nome Técnico ANVISA: Componentes para Ortodontia

Nome Comercial da Família ANVISA: Bráquetes, Bandas e Tubos

Simbologia disponível na embalagem / Symbology available on packaging / Simbología disponible en la embalaje

	Não reutilizar / Do not reuse / No lo reutilice		Consulte as instruções de uso / Refer to instructions for use / Consulte las instrucciones de uso
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta / Do not use if package is damaged or opened / No lo utilice si la embalaje está danada o abierta		Prazo de validade / Expiration date / Plazo de validez
	Não reesterilizar / No vuelva a esterilizar / Do not resterilize		Fabricante / Manufacturer / Fabricante
	Cuidado! Ler as instruções de uso / Caution! Read the instructions for use / ¡Precaución! Lea las instrucciones de uso		Representante na Comunidade Europeia / Representative in the European Community / Representante en la Comunidad Europea
	Produto esterilizado por radiação gama / Product sterilized through gamma rays / Producto esterilizado por radiación gama		Fabricado em Látex / Manufactured in latex / Fabricado en látex
	Código do produto / Product reference / Código del producto		Marcação CE para comercialização na Comunidade Europeia / CE Mark for European Community market / Marca CE para comercialización en la Comunidad Europea
	Produto esterilizável em autoclave à temperatura indicada / Product autoclavable at indicated temperature / Producto autoclavable a la temperatura indicada		Número de lote / Lot number / Número de lote
	Uso sob prescrição do profissional e venda controlada / Prescription Only / Uso sob prescripción del profesional y venta controlada.		

Simbologia empregada varia de acordo com as características técnicas de cada produto. / Symbology employed varies according to the technical characteristics of each product. / Simbología utilizada varía en función de las características técnicas de cada producto.

## Bráquetes Autoligados



Os bráquetes autoligados são dispositivos instalados por meio de procedimento clínico por um ortodontista, colado na superfície vestibular do dente, com a finalidade de:


- Transmitir esforços aos elementos dentários corrigindo seu posicionamento durante o tratamento dentário;
- Dispensar o uso de ligaduras ou fios de amarrilho;
- Os Bráquetes Autoligados possuem um Clip em NiTi que mantém o fio dentro do slot durante o tratamento.

### Indicação de uso:


Os Bráquetes Autoligados são indicados para auxiliar no tratamento de maloclusões em pacientes que requerem movimentações dos elementos dentários. Nos tratamentos com bráquetes SLI (Autoligado Interativo) o clip exerce pressão nos fios mais calibrosos (a partir do fio .016" x .022") e permite liberdade nos fios menos calibrosos, já nos tratamentos com bráquetes SLP (Autoligado Passivo) o clip não exerce pressão no fio.

- Classificação de Angle:
  - Classe I;
  - Classe II;
  - Classe III.
- Problemas nos dentes e nos ossos:
  - Prognatismo;
  - Retrognatismo;

- Mordida Profunda;
- Mordida Aberta;
- Apinhamento;
- Mordida cruzada anterior;
- Mordida cruzada posterior;
- Diastema.



Bráquete SLI



Bráquete SLP

### Colagem:

Para uma colagem segura e eficaz, utilizar "Orthoprimer" (ref. 85.01.016) e "Orthobond Plus" (ref. 85.01.017).

Siga as recomendações do nosso "Manual de Colagem Direta" em [www.morelli.com.br/loja/catalogobrindes](http://www.morelli.com.br/loja/catalogobrindes).

### Advertência de colagem:

Todos os bráquetes Morelli possuem jateamento e descontaminação criteriosa das bases. Não toque as superfícies de adesão antes de aplicar adesivo, pois qualquer contato pode provocar contaminação, causando falhas na interface adesiva. Não utilize métodos de desinfecção e esterilização na base, pois podem contaminá-las ou comprometer os bráquetes, causando falha do sistema de retenção. Não realize jateamentos, limpezas ou aplicação de outros tipos de silãno na base de qualquer bráquete Morelli, pois o tratamento de superfície ideal já é feito durante a fabricação. Em caso de contaminação na base, descartar e substituir a peça.

Na colagem utilize sempre adesivos ortodônticos, que promovem melhor adesão e facilitam a remoção do adesivo residual do dente, preservando seu esmalte. Resinas não ortodônticas são mais densas, penetram menos na base e dificultam sua remoção do dente e consomem mais brocas.

Proceder com o isolamento adequado no momento da colagem, evitando a contaminação por sangue ou saliva.

Evite colar o bráquete com interferência na oclusão para impedir que haja desgaste na superfície dentária ou descolamento prematuro.

### Remoção dos Bráquetes:

Utilizar instrumento de remoção para bráquetes.

### Advertência de remoção:

Oriente o paciente a NÃO MASTIGAR OU MORDER ALIMENTOS DUROS durante o tratamento ortodôntico, para que não haja descolamento prematuro.

### Contraindicações:

A Morelli Ortodontia fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes com deficiência na higiene bucal;
- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento;
- Pacientes com ambiente bucal propício a desmineralização do esmalte dentário;
- Alergia a qualquer um dos materiais do aparelho ortodôntico;
- Doenças ou outras condições pré-existentes que possam dificultar o tratamento ortodôntico;
- Reabsorção acentuada de raiz;
- Reabsorção óssea existente;
- Descalcificação existente no esmalte dentário.

### Efeitos colaterais:

É da inteira responsabilidade do ortodontista identificar qualquer possibilidade de risco de dano e/ou contraindicação que possam surgir durante o tratamento, comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito colateral não desejado.

Durante o tratamento, efeitos colaterais não desejados podem incluir: danos na mucosa oral e a língua, dificuldade ao falar ou mastigar, descoloração de dentes, descalcificação, reabsorção

radicular, complicações periodontais, reações alérgicas, dificuldades na manutenção da higiene oral, dor, desconforto e sensibilidade.

### Composição/informação sobre os componentes:


Bráquete: Aço Inoxidável (Cr = 15% - 17,5% / Ni = 3,0% - 5,0% / Cu = 3% - 5% / Mn = Máx 1,5% / Si = Máx 0,7% / Nb = 0,15% - 0,45%)

Clip: Nitinol superelástico Ni = 54,5 - 57,0%

### Validade:

10 anos.

### Advertências:



### Recomendações SLP

Abrir o clipe com explorador ou ponta similar usando o furo (1), e fechar com o dedo.

Se houver resistência ao abrir, remover o tártaro e usar o entalhe em "V" (2).


### Recomendações SLI

Na aplicação dos Bráquetes SLI ele torna-se ativo a partir do fio .016"x .022".

Abrir o clipe com explorador ou ponta similar usando o furo (1), e fechar com o dedo.

Feche o clip com o dedo, certificando-se de cobrir completamente o slot, conforme figura.

Se houver resistência ao abrir, remover o tártaro e usar o entalhe em "V" (2).



Ao colar, remova o excesso de adesivo para não obstruir o clip.

Este produto contém Níquel e Cromo. Uma pequena porcentagem da população é alérgica a estes metais. Caso ocorram reações alérgicas, oriente o paciente a procurar um médico.

Este produto não teve sua biocompatibilidade e segurança avaliada no ambiente de ressonância magnética, o paciente deve ser orientado sobre essa condição.



Produto não reutilizável, pois o seu reuso pode causar infecção cruzada, diminuição da eficiência na colagem e perda de propriedades mecânicas devido ao desgaste natural.

O produto é fornecido na condição não esterilizado, contudo possui biocompatibilidade comprovada não sendo necessárias medidas de limpeza, desinfecção ou esterilização, desde que a embalagem não tenha sido violada. Caso o produto, antes do uso, entre em contato com superfícies ou substâncias diferentes do propósito de uso, recomenda-se descartar o mesmo. O produto não deve ser reutilizado ou reprocessado.

Cabe ao profissional habilitado orientar seus pacientes do risco de aspiração e deglutição na hipótese de quebra/desprendimento das peças, não se deve subestimar as possíveis complicações imediatas ou tardias decorrentes desse tipo de acidente e precisa informar

adequadamente o paciente e/ou seus responsáveis legais sobre os riscos inerentes ao acontecimento e quais as condutas a serem tomadas.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Produto para aplicação exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por pessoas sem conhecimento técnico necessário poderá ocasionar movimentação dentária indesejada, perda óssea, perda do elemento dentário, fenestração, recessão gengival ou deiscência de raiz.


Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tártaro ou ainda doenças como inflamação gengival (gengivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

#### ATENÇÃO:

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências

### Self Ligating Brackets



Self Ligating brackets are devices installed by clinical procedure by an orthodontist, bonded to the buccal surface of the tooth, aiming to:

- Transmit efforts to the dental elements correcting its positioning during the dental treatment;
- Disregard the use of bandages or ligatures wires;
- Self Ligating Brackets have a NiTi Clip that holds the wire inside the slot during the treatment.

#### Use Indication:

Self Ligating Brackets are indicated to assist in the treatment of malocclusions in patients requiring movement of the dental elements. In SLI (Self Ligating Interactive) bracket treatments, the clip pressures on the most gauge wires (from the wire .016"x.022") and allows freedom in the less gauge wires, and in the treatments with SLP (Self Ligating Passive) brackets the clip does not exert pressure on the wire.


#### a) Angle's classification:

- Class I;
- Class II;
- Class III.


#### b) Problems in teeth and bones:

- Prognathism;
- Retrognathism;
- Deep Overbite;

- Open bite;
- Crowding;
- Anterior crossbite;
- Posterior crossbite;
- Diastema.



Bracket SLI



Bracket SLP

#### Bonding:

We recommend using "Orthoprimer" (ref. 85.01.016) and "Orthobond Plus" (ref. 85.01.017).

#### Advertência de colagem:

All Morelli brackets are sandblasted and undergo a thorough decontamination of the bases.

Do not touch the bonding surfaces before applying adhesive, as any contact can cause contamination, causing adhesive interface failures.

Do not apply disinfection and sterilization methods to the base as they may contaminate or impair the silanization of the ceramic brackets, causing the restraint system to fail.

Do not sandblast, clean or apply other types of silane at the base of any Morelli bracket, as the ideal surface treatment is already done during fabrication.

In case of base contamination, discard and replace the part.

In bonding always use orthodontic adhesives, which promote better adhesion and facilitate the removal of the residual adhesive from the tooth, preserving its enamel. Non-orthodontic resins are denser, penetrate less at the base of the brackets and are difficult to remove and consume more drills.

Proceed with adequate insulation at the time of bonding, avoiding contamination by blood or saliva.

Avoid bonding the bracket with occlusion interference to prevent wear on the tooth surface or premature debonding.

**Debonding of Brackets:**

Use brackets removal instrument.

**Debonding warning:**

Orient the patient NOT TO CHEW OR BITE HARD FOOD during orthodontic treatment to prevent premature detachment.

**Contraindications:**

Morelli supplies the products only to qualified professionals. It is the responsibility of the orthodontist to identify conditions that may be contraindicated for treatment, such as:

- Patients with poor oral hygiene;
- Patients incapable of cooperating with the treatment;
- Patients with propitious oral environment to dental enamel demineralization;
- Allergy to any of the orthodontic device materials;
- Diseases or other pre-existent conditions which may impair orthodontic treatment;
- Root reabsorption;
- Existing bone reabsorption;
- Existing decalcification in dental enamel.

**Side effects:**

It is the responsibility of the qualified professional to identify any possibility of risk of harm and / or contraindication that may arise during treatment, communicate to the patient the possibility of any unwanted side effect.

During treatment, unwanted side effects may include: damage to oral mucosa and tongue, difficulty in speaking or chewing, tooth discoloration, decalcification, root resorption, periodontal complications, allergic reactions, difficulties in maintaining oral hygiene, discomfort, pain, discomfort and sensibility.

**Composition/ Information of components:**


Bracket: Stainless Steel (Cr = 15% - 17,5% / Ni = 3,0% - 5,0% / Cu = 3% - 5% / Mn = Máx 1,5% / Si = Máx 0,7% / Nb = 0,15% - 0,45%)

Clip: Superelastic Nitinol

**Expiry date:**

10 years.

**Warnings:**




**SLP Recommendations**

Open the clip with an explorer tip or similar using the hole (1), and close with your finger. If there is resistance when opening, remove the tartar and use the notch in "V" (2). Close the clip with your finger, making sure to completely cover the slot, as shown.

**SLI Recommendations**

In the application of the SLI Brackets it becomes active from the wire .016"x .022". Open the explorer clip or similar tip using the hole (1), and close with your finger. If there is resistance when opening, remove the tartar and use the notch in "V" (2).



When bonding, remove the excess of adhesive to not to clog the clip.

This product hasn't been evaluated for compatibility and safety in Magnetic Resonance environment, the patient should be advised of this condition.

This product contains Nickel and Chromium. A small percentage of the population is allergic to these metals. In case of allergic reactions, advise the patient to seek medical attention.



Non reusable product, as its reuse may cause cross infection and loss of mechanical properties due to natural wear.

The product is supplied in unsterile condition, however has proven biocompatibility, not being necessary cleaning, disinfection or sterilization measures, since the package has not been violated. If the product comes into contact with surfaces or substances other than its intended purpose prior to use, it is recommended to discard the product. The product should not be reused or reprocessed.

It is up to the qualified professional to guide their patients from the risk of aspiration and deglutition in the hypothesis of breakage / detachment of the pieces, should not be underestimated the possible immediate or late complications resulting from this type of accident and must adequately inform the patient and / or their legal guardians about the risks inherent in the event and what actions to take.

Do not use the product if its packaging has been damaged or opened, in order to minimize possible dangers related to the transmission of microorganisms or possible falsification of products.

Product for exclusive application by a qualified professional, the use by person without the necessary technical knowledge may cause unwanted tooth movement, bone loss, loss of the dental element, fenestration, gingival recession or root dehiscence.

It is up to the qualified professional to guide the patient about correct oral hygiene, to avoid the appearance of plaque and tartar, or diseases such as gingival inflammation (gingivitis), periodontitis or even endocarditis.

Considering that the product is used in contact with mucous membranes and body fluids, it is recommended to the professional to apply the sanitary norms applicable for the disposal of medical products according to current sanitary regulations.

#### ATTENTION:

Morelli is not responsible for the results obtained by applying the product without due precautions or non-observance of the warnings.

## Brackets Autoligables



Los brackets autoligados son dispositivos instalados por medio de procedimiento clínico por un ortodoncista, adherido a la superficie vestibular del diente, con la finalidad de:


- Transmitir esfuerzos a los elementos dentales corrigiendo su posicionamiento durante el tratamiento dental;
- Dispensar el uso de ligaduras o hilos de amarillo;
- Los brackets autoligados poseen un Clip en NiTi que mantiene el hilo dentro del slot durante el tratamiento.

### Indicación de uso:


Los brackets autoligados son indicados para auxiliar en el tratamiento de maloclusiones en pacientes que requieren movimientos de los elementos dentales. En los tratamientos con brackets SLI (Autoligable Interactivo) el clip ejerce presión en los hilos más calibrosos (a partir del hilo .016" x .022") y permite libertad en los hilos menos calibrosos, ya en los tratamientos con brackets SLP (Autoligable Pasivo) el clip no ejerce presión en el hilo.

- Clasificación de Angle:
  - Clase I;
  - Clase II;
  - Clase III.
- Problemas en los dientes y en los huesos:
  - Prognatismo;
  - Retrognatismo;
  - Mordida Profunda;

- Mordida Abierta;
- Apiñamiento;
- Mordida cruzada anterior;
- Mordida cruzada posterior;
- Diastema.



Bráquete Roth SLI



Bráquete Roth SLP

### Adhesión:

Recomendamos utilizar "Orthoprimer" (ref. 85.01.016) y "Orthobond Plus" (ref. 85.01.017).

### Advertencia de adhesión:

Todos los brackets Morelli son chorreados y pasan por una descontaminación cuidadosa de las bases.

No toque las superficies de adhesión antes de aplicar adhesivo, ya que cualquier contacto puede provocar contaminación, causando fallas en la interfaz adhesiva.

No utilice métodos de desinfección y esterilización en la base, ya que pueden contaminarlos o comprometer la silanización de los brackets cerámicos, causando un fallo del sistema de retención.

No realice chorros, limpiezas o aplicación de otros tipos de silano en la base de cualquier bracket Morelli, pues el tratamiento de superficie ideal ya se hace durante la fabricación.

En caso de contaminación en la base, descartar y sustituir la pieza.

En el pegamento utilice siempre adhesivos ortodónticos, que promuevan mejor adhesión y facilitan la remoción del adhesivo residual del diente, preservando su esmalte. Las resinas no ortodónticas son más densas, penetran menos en la base de los brackets, son difíciles de remover y consumen más brocas.



Proceder con el aislamiento adecuado en el momento del pegamento, evitando la contaminación por sangre o saliva.

Evite pegar el bracket con interferencia en la oclusión para impedir que haya desgaste en la superficie dental o desprendimiento prematuro.

**Remoción:**

Utilizar herramienta para remoción de brackets.

**Advertencia de remoción:**

Oriente al paciente a NO MASTIGAR O MORDER ALIMENTOS DUROS durante el tratamiento ortodóntico, para evitar el desprendimiento prematuro.

**Contraindicaciones:**

La Morelli ofrece los productos sólo a personal cualificado. Es responsabilidad del ortodoncista identificar las condiciones que pueden estar contraindicados para el tratamiento tales como:

- Los pacientes con mala higiene bucal;
- Los pacientes incapaces de cooperar con el tratamiento;
- Pacientes con ambiente bucal propicio a desmineralización del esmalte dental;
- La alergia a cualquiera uno de los materiales del aparato;
- Las enfermedades o otras condiciones preexistentes que puedan dificultar el tratamiento de ortodoncia;
- Reabsorción radicular;
- Reabsorción ósea existente;
- Descalcificación existente en el esmalte dental.

**Efectos colaterales**

Es responsabilidad del profesional calificado identificar cualquier posible riesgo de daño y / o contraindicación que pueda surgir durante el tratamiento, notificar al paciente la posibilidad de efectos colaterales no deseados.

Durante el tratamiento, los efectos colaterales no deseados pueden incluir: daños en la mucosa oral y lengua, dificultad para hablar a masticar, decoloración de los dientes, descalcificación, reabsorción de la raíz, complicaciones periodontales, reacciones alérgicas, dificultad en el mantenimiento de la higiene oral, incomodidad, dolor, incomodidad y sensibilidad.

**Composición/ Información sobre los componentes:**

Bracket: Acero inoxidable


(Cr = 15% - 17,5% / Ni = 3,0% - 5,0% / Cu = 3% - 5% / Mn = Máx 1,5% / Si = Máx 0,7% / Nb = 0,15% - 0,45%)

Clip: Nitinol superelástico

**Validez:**

10 años.

**Advertencias:**





**Recomendaciones SLP**

Abrir el clip con explorador o punta similar utilizando el agujero (1), y cerrar con el dedo. Si hay resistencia al abrir, remover el sarro y utilizar el entalle en "V" (2). Cierre el clip con el dedo, asegurándose de cubrir completamente el slot, conforme figura.

**Recomendaciones SLI**

En la aplicación de los Bráquetes SLI él se convierte activo a partir del hilo .016"x .022" Abrir el clip con explorador o punta similar utilizando el agujero (1), y cerrar con el dedo. Si hay resistencia al abrir, remover el sarro y utilizar el entalle en "V" (2).



Al pegar, remueva el exceso de adhesivo para no obstruir el clip.

Este producto no tuvo su biocompatibilidad y seguridad evaluada en el ambiente de resonancia magnética, el paciente debe ser orientado sobre esa condición.

Este producto contiene Níquel y Cromo. Un pequeño porcentaje de la población es alérgica a estos metales. En caso de que ocurran reacciones alérgicas, oriente al paciente a buscar un médico.



Producto no reutilizable. La esterilidad, la limpieza requerida y la resistencia mecánica del dispositivo no está garantizada en caso de reutilización.

El producto se suministra en condición no estéril, pero ha demostrado biocompatibilidad, no son necesarios pasos de limpieza, desinfección o esterilización, ya que el paquete no ha sido violado. Si el producto, antes del uso, entre en contacto con superficies u otras sustancias distintas de finalidad de uso, se recomienda desechar la misma. El producto no debe ser reutilizado o reprocesado.

Cabe al profesional habilitado orientar a sus pacientes del riesgo de aspiración y deglución en la hipótesis de quiebra / desprendimiento de las piezas, no se debe subestimar las posibles complicaciones inmediatas o tardías derivadas de ese tipo de accidente y precisa informar adecuadamente al paciente y / o sus responsables legales sobre los riesgos inherentes al acontecimiento y las conductas a tomar.

No utilice el producto si la embalaje está danada o abierta, con el fin de minimizar los posibles riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o los posibles productos falsificados.

Aplicación de productos exclusivamente por profesionales cualificados, la utilización por persona sin conocimientos técnicos necesarios puede provocar un movimiento no deseado de los dientes, pérdida de masa ósea, pérdida de dientes, fenestración, recesión gingival o dehiscencia de raíz.

Corresponde al profesional cualificado instruir al paciente sobre la higiene oral adecuada, para evitar la aparición de placa y tártaro o enfermedades como como la inflamación gingival (gingivitis), la periodontitis o la endocarditis.

Considerando que el producto se utiliza en contacto con las membranas mucosas y fluidos corporales, se recomienda aplicar las normas de salud profesional para la eliminación de los productos médicos de acuerdo con las normas de salud vigentes.

#### ATENCIÓN:

La Morelli no se responsabiliza por los resultados obtenidos usando el producto sin precauciones adecuadas o el incumplimiento de las advertencias.

## Códigos/Reference/ Códigos:


**PT** Legenda **EN** Legend **ES** Leyenda

Peças de .018" / .018" Pieces / Piezas .018"

Peças de .022" / .022" Pieces / Piezas .022"

### Prescrição / Prescripción / Prescription Roth – Light SLP


Reposições / Repositions / Reposición				
Código Reference Código	Torque	Ângulo Angle Ângulo	Comprimento Length Longitud	Gancho Hook Gancho
10.13.001	+12° TORQ.	+5° ANG.	2,9mm	-
10.13.002	+12° TORQ.	+5° ANG.	2,9mm	-
10.13.003	+8° TORQ.	+9° ANG.	2,9mm	-
10.13.004	+8° TORQ.	+9° ANG.	2,9mm	-
10.13.005	-2° TORQ.	+9° ANG.	3 mm	x
10.13.006	-2° TORQ.	+9° ANG.	3mm	x
10.13.007	-7° TORQ.	0° ANG.	3mm	x
10.13.008	-7° TORQ.	0° ANG.	3mm	x
10.13.009	0° TORQ.	0° ANG.	2,7mm	-
10.13.010	-11° TORQ.	+7° ANG.	3mm	x
10.13.011	-11° TORQ.	+7° ANG.	3mm	x
10.13.012	-17° TORQ.	0° ANG.	3mm	x
10.13.013	-17° TORQ.	0° ANG.	3mm	x
10.13.014	-22° TORQ.	0° ANG.	3mm	x
10.13.015	-22° TORQ.	0° ANG.	3mm	x



Kits		
Código Reference Código	Gancho Caninos Hook Canines Gancho Caninos	Gancho Pré Molares Hook Premolars Gancho Premolares
10.13.900	x	x

### Prescrição / Prescripción / Prescription Roth – Light SLI

Reposições / Repositions / Reposición				
Código Reference Código	Torque	Ângulo Angle Ângulo	Comprimento Length Longitud	Gancho Hook Gancho
10.14.001	+12° TORQ.	+5° ANG.	2,9mm	-
10.14.002	+12° TORQ.	+5° ANG.	2,9mm	-
10.14.003	+8° TORQ.	+9° ANG.	2,9mm	-
10.14.004	+8° TORQ.	+9° ANG.	2,9mm	-
10.14.005	-2° TORQ.	+9° ANG.	3 mm	x
10.14.006	-2° TORQ.	+9° ANG.	3mm	x
10.14.007	-7° TORQ.	0° ANG.	3mm	x
10.14.008	-7° TORQ.	0° ANG.	3mm	x
10.14.009	0° TORQ.	0° ANG.	2,7mm	-
10.14.010	-11° TORQ.	+7° ANG.	3mm	x
10.14.011	-11° TORQ.	+7° ANG.	3mm	x
10.14.012	-17° TORQ.	0° ANG.	3mm	x
10.14.013	-17° TORQ.	0° ANG.	3mm	x
10.14.014	-22° TORQ.	0° ANG.	3mm	x
10.14.015	-22° TORQ.	0° ANG.	3mm	x



Kits		
Código Reference Código	Gancho Caninos Hook Canines Gancho Caninos	Gancho Pré Molares Hook Premolars Gancho Premolares
10.14.900	x	x

### Controle de Revisões / Revision Control / Control de revisión

Revisão nº Revision nº Revisión nº	Data / Date / Fecha	Alterações / Alterations / Actualizaciones
00	08/2017	Elaboração e disponibilização no portal Morelli. / Elaboration and availability on the Morelli website. / Elaboración y disponibilidad en la página web Morelli.
01	04/2018	Revisão das contra-indicações, efeitos colaterais, advertências e inclusão do Orthobond Plus. / Review of contraindications, side effects, warnings and inclusion of Orthobond Plus. / Revisión de las contraindicaciones, efectos colaterales, advertencias y inclusión Orthobond Plus.
02	11/2018	Revisão da indicação de colagem. / Review of bonding indication. / Revisión de la indicación de adhesión.