

CARMEL

Ficha Técnica Cera de Utilidad

Cera especialmente formulada que se utiliza en el proceso de impresión de la dentadura postiza. Se aplica a la cubeta de impresión para proteger y preservar el borde periférico. Mejora la precisión de las transferencias de la impresión al modelo.

Suave, fácil de moldear a temperatura ambiente. Se puede utilizar sin precalentamiento. Su presentación es en tiras.

Dos perfiles disponibles

Redondo: 4,76 mm (3/16") de diámetro x 27,94 cm (11") de largo. 64 cañas por caja.

Cuadrado: 4,76 mm (3/16") x 27,9 cm (11") de largo. 44 tiras por caja, embaladas 50 cajas/caja.

