



## **FICHA TECNICA RELIEF WAX**

La cera de alivio es un tipo de cera dental, también llamada cera de ortodoncia, cera para pacientes o cera para dientes. Proporciona alivio temporal del dolor y la irritación causada por los aparatos dentales que rozan los tejidos blandos de la boca. Cada componente se añade para alcanzar las propiedades físicas deseables para la aplicación de las ceras. El uso de la cera determinará las propiedades que son deseables para su aplicación.

La cera en relieve Carmel está hecha de cera microcristalina aprobada por la FDA, similar a la cera de parafina. Viene en tiras que se pueden separar y aplicar según sea necesario.

### **Aplicación**

Desprender pequeños trozos de cera de alivio y aplicar directamente en las zonas afectadas. La cera de alivio se aplica típicamente para alisar los bordes ásperos:

- Brackets
- Aparatos dentales
- Dentaduras postizas
- Dientes dañados

Con la aplicación de la cera de ortodoncia se protege las encías y los revestimientos de las mejillas y los labios, proporcionando una barrera cómoda a partir de los extremos afilados de los cables y las partes puntiagudas del artefacto dental. La cera ortodóntica también es adecuada para pacientes que usan prótesis parciales donde los cierres de alambre pueden causar malestar, puntos adoloridos o abrasiones

La cera de ortodoncia se coloca en una caja translúcida de polipropileno.